

Základní doporučení a návod k použití – péče o novou SNÍMATELNOU ZUBNÍ NÁHRADU

Jak si zvyknout na novou snímatelnou zubní náhradu

Při prvním nasazení si náhrada zřejmě vyžádá určitou dobu na přizpůsobení. V prvních dnech mohou nastat problémy při mluvení a přijímání potravy.

Pro zvládnutí správného mluvení je nejlepší nácvik hovoru před zrcadlem nebo čtení pomalu nahlas.

Zvykání si na náhradu a její lepší držení v ústech může urychlit užívání cucacích bonbónů nebo používání fixačních krémů na zubní protézy, které jsou k dostání v lékárnách.

Nejprve se naučte s náhradou pohodlně pít, polykat a mluvit a poté přijímat potravu. Z počátku konzumujte pouze malé množství měkké stravy, postupně výběr stravy rozšiřujte.

Je třeba dávat pozor na horké potraviny a nápoje – zubní náhrada snižuje citlivost ústní dutiny a snadno dojde k popálení sliznice v ústech a jícnu.

Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při konzumaci ryb s kostmi.

Nová náhrada může způsobit bolestivé otoky, v takovém případě je vhodná návštěva u zubního lékaře a případná úprava náhrady.

V žádném případě nesmíte provádět úpravy zubní náhrady svépomocí!!!

Péče o snímatelnou zubní náhradu

Zubní náhradu je vhodné vyčistit po každém jídle a je třeba ji před vyčištěním vyjmout z úst. K čištění používejte pouze měkký zubní kartáček nebo kartáček speciálně určený k čištění zubních náhrad, náhradu čistěte vodou a jemnou (dětskou) zubní pastou, tekutým mýdlem nebo jarem.

Nepoužívejte abrazivní ani bělící zubní pasty, ty mohou fóliový zdravotnický prostředek poškrábat a způsobit tak nežádoucí zanášení nečistotami, usazování zubního kamene, plaku a následně způsobit vznik zápachu.

Na noc vyčištěnou náhradu uchovávejte ve sklenici s čistou vodou, při používání čistících tablet na zubní náhrady postupujte podle návodu od jejich výrobce. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s náhradou nad umyvadlem.

Upozornění:

Poškození zubní náhrady může způsobit konzumace tvrdších potravin, peckovin a ořechů. Negativní vliv na zubní náhradu a její nežádoucí zbarvení má především červené víno, černý čaj, kouření a pokrmy obsahující kurkumu.

Zubní náhrada nesmí přijít do styku s kyselinami, louhy, koncentrovaným alkoholem, horkou vodou, sálavým teplem (topná tělesa, kamna) ani přímým ohněm. Zubní náhradu nevyvařujte a nevkládejte do mikrovlnné trouby! Pozor na domácí mazlíčky!

Poučení: Při výskytu alergické reakce či jiné nežádoucí příhody během používání zdravotnického prostředku kontaktujte svého ošetřujícího zubního lékaře a výrobce, při výskytu závažné nežádoucí příhody kontaktujte svého ošetřujícího lékaře, výrobce a Státní ústav pro kontrolu léčiv.



Zubní technika, spol. s r.o.
Komenského 182
280 02 Kolín 4



Tel.: 321 728 587

www.zubni-technika.cz



Prostředek na zakázku



Identifikační číslo výrobku je uvedeno na přiloženém Prohlášení o zdravotnickém prostředku.